

Anti-ILf3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12906

Artikelnummer: CM0004174



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes ILF3 (UniProt Q12906). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt eine 95kDa-Bande. Ideal zur Untersuchung der circRNA-Biogenese, der transkriptionellen Regulation und der angeborenen antiviralen Antworten.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	ILF3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CBTF; DRBF; MMP4; MPP4; NF90; NFAR; NF110; NF90a; NF90b; NF90c; NFAR2; TCP80; DRBP76; NF110b; NFAR-1; NFAR-2; NFAR90; TCP110; MPP4110; NF90ctv; NFAR110; MPHOSPH4; NF-AT-90; ILF3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3609
GenID	3609
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem ILF3 (Q12906) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12906
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel