

Polyklonaler Anti-Ilk-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13418

Artikelnummer: CM0012869



Einführung

ILK-Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen das Gerüstprotein ILK, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Er zeigt Kreuzreaktivität mit humanem, murinem und Ratten-ILK und unterstützt Studien zur Zelladhäsion, Zellmigration und Dynamik fokaler Adhäsionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ILK-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3611
GeneID	3611
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des humanen ILK entspricht (NP_001014795.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13418
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel