


Anti-Inhbb Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P09529

Artikelnummer: CM0030145



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes INHBB (Inhibin beta B Kette). Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung zu Reproduktionsbiologie, Stammzellen und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INHBB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	INHBB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3625
GenID	3625
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 293-407 von menschlichem INHBB (NP_002184.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09529
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel