


Anti-Inhibin Beta A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08476

Artikelnummer: CM0029888



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes Inhibin beta A (INHBA), kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für Western Blot und ELISA, unterstützt die Forschung zu Reproduktionsbiologie, Stammzellerhaltung und Fibrose. Bereitgestellt von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Inhibin beta A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	EDF; FRP; Inhibin beta A (INHBA)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3624
GeneID	3624
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Inhibin beta A (NP_002183.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08476
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel