

Anti-Inpp5K Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bt40

Artikelnummer: CM0029693

Einführung

Anti-INPP5K Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Inositolphosphat-Signalgebung, Regulation des Aktin-Zytoskeletts und insulinvermittelte Glukoseaufnahme.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	INPP5K Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPS; SKIP; MDCCAD; INPP5K
Spezies	Mensch
GenID	51763
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 149-448 des menschlichen INPP5K enthält (NP_057616.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BT40
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eispackung