

Polyklonaler Anti-Insulin-Rezeptor-Antikörper Für Wb, Elisa - P06213

Artikelnummer: CM0020707



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen den humanen Insulinrezeptor (P06213), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Insulinsignalübertragung und metabolischer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Insulinrezeptor-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	HHF5; CD220; Insulinrezeptor
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3643
GeneID	3643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 475-570 des humanen Insulinrezeptors (NP_000199.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06213
Proteingewicht	156 kDa
Versand	Kühlakku