

Anti-Integrin Beta 1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09055

Artikelnummer: CM0027168



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-Integrin beta 1 (CD29), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit humanem Material. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion und Integrin-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Integrin beta 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD29, Fnrb, gpIIa, Gm9863, 4633401G24Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3688
Gen-ID	16412
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-728 von Maus-Integrin beta 1 (NP_034708.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P09055
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eistasche