

Anti-IP6K1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - Q92551

Artikelnummer: CM0014347

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, gegen rekombinantes menschliches IP6K1-Protein hergestellt. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Inositolphosphat-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IP6K1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PiUS; IHPK1; IP6K1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9807
Gen-ID	9807
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 des menschlichen IP6K1 (NP_695005.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92551
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eisbeutel