

Anti-Ipa1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Exz2

Artikelnummer: CM0021231

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das Reisprotein IPA1/SPL14, validiert für WB und ELISA. Erkennt Oryza sativa IPA1 (~42 kDa). Ideal für die Erforschung der Pflanzenarchitektur und pflanzlicher Abwehrmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IPA1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	WFP, IPA1, SPL14, OsSPL14
Art	Oryza sativa
GeneID	4345998
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 209-417 von Oryza sativa IPA1 (Q7EXZ2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	Q7EXZ2
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Ice-Bag