

Anti-Ipo8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15397

Artikelnummer: CM0018450

Einführung

Hochwertiger IPO8 Kaninchen-pAk (Alias RANBP8), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Forschung zum Kerntransport und Importinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IPO8 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	VISS; RANBP8; IPO8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10526
Gen-ID	10526
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 878-1037 von humanem IPO8 (NP_006381.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15397
Proteingewicht	120kDa
Versand	Eisbeutel