

Anti-Irf3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14653

Artikelnummer: CM0024178



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen IRF3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Wichtig für Studien der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IIAE7; IRF3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3661
Gen-ID	3661
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-200 von humanem IRF3 enthält (NP_001184052.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14653
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel