

Anti-Irf8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02556

Artikelnummer: CM0028355

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen IRF8, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsfaktoren, die an der Immunzell-Differenzierung und Interferon-Signalisierung beteiligt sind.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IRF8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ICSBP, IRF-8, ICSBP1, IMD32A, IMD32B, H-ICSBP, IRF8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3394
GenID	3394
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 137-426 des menschlichen IRF8 (NP_002154.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q02556
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel