

Polyklonaler Anti-Itga3-Antikörper Für Wb, Elisa - P26006

Artikelnummer: CM0019322

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes ITGA3, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Integrin-alpha-3-Funktion, der Zelladhäsion und der Krebsinvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGA3-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	JEB7; VL3A; CD49C; FRP-2; GAPB3; ILNEB; MSK18; VCA-2; VLA3a; GAP-B3; ITGA3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3675
GeneID	3675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 85-260 des humanen ITGA3 (P26006) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26006
Proteingewicht	117 kDa
Versand	Kühlakku