

Anti-Itga9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13797

Artikelnummer: CM0025116

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Integrin alpha-9 (ITGA9), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Forschungsstudien zu Zelladhäsion und Gefäßbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGA9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RLC; ITGA4L; ALPHA-RLC; ITGA9
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3680
GenID	3680
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-250 des menschlichen ITGA9 (NP_002198.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13797
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Eisbeutel