

Anti-Itgbl1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Elisa Und Wb - O95965

Artikelnummer: CM0021863

Einführung

ITGBL1 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-ITGBL1. Ideal für die Untersuchung der Funktion des Integrin-beta-ähnlichen Proteins 1 in der vaskulären Biologie und der extrazellulären Matrixforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ITGBL1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	OSCP; TIED; ITGBL1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9358
Gen-ID	9358
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 200-300 des humanen ITGBL1 (NP_004782.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95965
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel