

## Anti-Itsn2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzm3

Artikelnummer: CM0024505



### Einführung

ITSN2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA; erkennt menschliches, murines und rattisches Intersectin-2 (Q9NZM3, 193kDa). Nützlich für Studien zur Endozytose, Aktindynamik und Dendritenbildung in Melanozyten.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ITSN2 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | SWA; SWAP; SH3D1B; SH3P18; PRO2015; ITSN2                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 50618                                                                                                                          |
| GenID             | 50618                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 500-620 von humanem ITSN2 (NP_006268.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q9NZM3                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 193kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |