


Anti-Jmjd1C Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15652

Artikelnummer: CM0023332



Einführung

Hochwertiger Kaninchen Anti-JMJD1C polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-JMJD1C (KDM3C/TRIP8), eine Lysin-Demethylase, die an DNA-Reparatur und Transkriptionsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JMJD1C Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	221037
Gen-ID	221037
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 354-448 von menschlichem JMJD1C (NP_116165.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15652
Proteinmasse	285 kDa
Versand	Eisbeutel