


Anti-Jnk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Elisa - P45984

Artikelnummer: CM0014858



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes JNK2 (MAPK9), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt JNK2 in Proben von Menschen und Mäusen. Ideal für die Untersuchung von SAPK/JNK-Signalwegen, Apoptose und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] JNK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5601
GenID	5601
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P45984
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel