

## Anti-Jrkl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4A0

Artikelnummer: CM0013126

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes JRKL (Jerky-Protein-Homolog-ähnlich), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines JRKL. Ideal für Studien zu Kernproteinen und DNA-Bindungs-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | JRKL Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | HHMJG; JRKL                                                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 8690                                                                                                                               |
| Gen-ID            | 8690                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 225-524 von humanem JRKL (NP_003763.2) homolog ist |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                       |
| SWISS             | Q9Y4A0                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |