


Anti-JunD Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17535

Artikelnummer: CM0018683



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch gegen JunD (AP-1-Untereinheit), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Detektiert humanes, murines und Ratten-JunD. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	JunD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AP-1; JunD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3727
Gen-ID	3727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 des humanen JunD (NP_005345.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17535
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel