

Anti-Kaiso/Zbtb33 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86T24

Artikelnummer: CM0016497



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Kaiso/ZBTB33, validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation, Wnt-Signalübertragung und DNA-Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaiso/ZBTB33 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10009
GeneID	10009
Immunogen	Rekombinantes Protein: rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 523–672 des humanen Kaiso/ZBTB33 (NP_006768.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q86T24
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlpack