


Anti-Kallikrein-5 (KLK5) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y337

Artikelnummer: CM0027709



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-KLK5-polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Desquamation und Forschung zu Serinproteasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SCTE; KLKL2; KLK-L2; KLK5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25818
GenID	25818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 41-177 des menschlichen KLK5 (NP_036559.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y337
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel