

Anti-Kbtbd8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfy9

Artikelnummer: CM0022229

Einführung

Affinitätsgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes KBTBD8 (TA-KRP). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zu E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexen und zur Spezifikation der Neuralleiste.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KBTBD8-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TAKRP; TA-KRP; KBTBD8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84541
GeneID	84541
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 50-280 des humanen KBTBD8 (NP_115894.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8Nfy9
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Kühlakku