

Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Kcnn3/Sk3 Für Wb, Elisa - Q9Ugi6

Artikelnummer: CM0007501

Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes KCNN3/SK3 (KCa2.3), geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Prognostiziertes Molekulargewicht: 81 kDa, UniProt Q9UGI6.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	KCNN3/SK3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SK3; ZLS3; hSK3; SKCA3; KCa2.3; KCNN3/SK3
Art	Mensch
Gen-ID	3782
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 631-731 des humanen KCNN3/SK3 (NP_002240.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9UGI6
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Kühlakku