


## Anti-Ki67 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46013

Artikelnummer: CM0023343



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Ki67 (Proliferationsmarker-Protein). Validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Entwickelt zur Unterstützung von Zellproliferations-Assays und der Entdeckung von Krebs-Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Ki67 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GenID             | 4288                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 460-680 von humanem Ki67 (NP_002408.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                  |
| SWISS             | P46013                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 359 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |