

Anti-Ki67 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Ifz, Elisa - P46013

Artikelnummer: CM0017811



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Ki67 (P46013) gerichtet ist, einem Proliferationsmarker. Validiert für IF/IFZ und ELISA. Hergestellt gegen ein synthetisches Peptid (aa 700-800). Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ki67 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105, Ki67
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4288
GenID	4288
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-800 von humanem Ki67 (NP_002408.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/IFZ, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P46013
Proteingewicht	359kDa
Versand	Eisbeutel