

Anti-Kiaa0196 (Washc5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12768

Artikelnummer: CM0024408

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes KIAA0196 (Strumpellin, WASHC5), geeignet für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der WASH-Komplex-vermittelten endosomalen Aktindynamik und des Proteintransports in der IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIAA0196 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RTSC; SPG8; RTSC1; KIAA0196
Spezies	Human
GeneID	9897 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 380-530 von humanem KIAA0196 (NP_055661.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q12768
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eistasche