


Anti-Kif4A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95239

Artikelnummer: CM0013490



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes KIF4A gerichtet ist, ein chromosomengebundenes Kinesin, das für die Mitose und die Zytokinese essentiell ist. Validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF4A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	24137
GenID	24137
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 870-1080 von humanem KIF4A entspricht (NP_036442.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95239
Proteingewicht	140kDa
Versand	Eisbeutel