

Anti-Kir2DL4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - Q99706

Artikelnummer: CM0007421



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KIR2DL4, validiert für Western Blot, Durchflusszytometrie und ELISA. Dieser Rezeptor bindet HLA-G und reguliert Immunantworten an der mütterlich-fetalen Grenzfläche.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIR2DL4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3805
GeneID	3805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-242 von humanem KIR2DL4 (NP_002246.5) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99706
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche