

Anti-Kiss1 (Kisspeptin-1) Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15726

Artikelnummer: CM0028956



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen humanes KISS1 (Kisspeptin-1, HH13). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung auf dem Gebiet der reproduktiven Endokrinologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KISS1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HH13; KISS-1; KISS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3814
Gen-ID	3814
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-138 von menschlichem KISS1 entspricht (NP_002247.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15726
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel