

Anti-Klf10 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13118

Artikelnummer: CM0006666



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KLF10 (TIEG1), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichen und murinen Proben. Geeignet für Forschung zu zirkadianen Rhythmen und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF10 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	EGRA, TIEG, TIEG1, EGR-alpha, KLF10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7071
Gen-ID	7071
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KLF10 (Q13118) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13118
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel