

Anti-Klf4 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q60793

Artikelnummer: CM0031005



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen den KLF4-Transkriptionsfaktor, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Erkennt humane, Maus- und Ratten-Antigene. Unterstützt Studien zur Stammzellbiologie, Epithelbiologie und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLF4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	EZF; Zie; Gklf
Spezies	Maus
GeneID (Human)	9314
GeneID	16600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-115 der Maus-KLF4 entspricht (NP_034767.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q60793
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel