

Kanin-Polyklonaler Anti-Klk15-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H2R5

Artikelnummer: CM0024072



Einführung

KLK15 Kanin-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes KLK15 mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Proteaseforschung und Biomarkerstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK15 Kanin pAb
Bemerkungen/Alias	ACO; HSRNASPH; KLK15
Spezies	Mensch
GenID	55554
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-180 von menschlichem KLK15 (NP_059979.2) enthält.
Herkunft	Kanin
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H2R5
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel