

Anti-Klk6 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92876

Artikelnummer: CM0016327



Einführung

KLK6 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches Kallikrein-6, eine Serinprotease, die an Neurodegeneration und Krebsmetastasierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLK6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	hK6; Bssp; Klk7; SP59; PRSS9; PRSS18; KLK6
Spezies	Mensch
Gen-ID	5653
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100 bis zum C-Terminus von menschlichem KLK6 entspricht (NP_002765.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92876
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eispackung