


Anti-Klrk1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - P26718

Artikelnummer: CM0018331



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes KLRK1 (NKG2D), validiert für IF/ICC und ELISA. Ideal für Studien zur NK-Zell-vermittelten Immunüberwachung und Forschung zu Immun-Checkpoints. Versand mit Kältepackung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KLRK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E; KLRK1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22914
Gen-ID	22914
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem KLRK1 (NP_031386.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P26718
Proteinmasse	25kDa
Versand	Eisbeutel