


Anti-Kmt5A/Setd8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqr1

Artikelnummer: CM0029677



Einführung

KMT5A/SETD8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt die Histon-Methyltransferase KMT5A/SETD8 (43kDa), einen kritischen mitotischen und transkriptionellen Repressor über H4K20-Monomethylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KMT5A/SETD8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SET8; SET07; SETD8; PR-Set7; PR/SET07; KMT5A/SETD8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	387893
Gen-ID	387893
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 73-352 von humanem KMT5A/SETD8 (NP_065115.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQR1
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel