

Anti-Krbox4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Juw0

Artikelnummer: CM0017238

Einführung

KRBOX4-Kaninchen-pAb erkennt das humane, murine und Ratten-KRAB-Domänen-enthaltende Protein 4 (ZNF673, KRABD4) mittels WB und ELISA. Mit Peptid-Immunogen validiert, vorhergesagtes Molekulargewicht 20 kDa, ideal für die Chromatin- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRBOX4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF673; KRBOX4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55634
GeneID	55634
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100 bis zum C-Terminus des humanen KRBOX4 (NP_060246.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5JUW0
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku