

Anti-Krt80 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, If-P, Elisa - Q6Kb66

Artikelnummer: CM0027833

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes Keratin 80 (KRT80) gerichtet ist. Validiert für IF/ICC, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Erforschen Sie die Dynamik der Keratin-Intermediärfilamente und die gewebsspezifische Expression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRT80 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KB20; KRT80
Spezies	Human
GenID (Human)	144501
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 242-452 von humanem KRT80 (NP_872313.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q6KB66
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel