

Anti-Kynu Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16719

Artikelnummer: CM0027914



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes KYNU (Kynureninase). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Tryptophan-Stoffwechsels und der Neurobiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KYNU Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KYNUU; VCRL2; KYNU
Spezies	Human
GeneID (Human)	8942
GeneID	8942
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-307 des humanen KYNU (NP_001028170.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16719
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel