

Anti-Lamp2-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Artikelnummer: CM0015401



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen LAMP2 (CD107b), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Rekombinantes Immunogen (aa 29-375). Ideal für Autophagie-, Lysosomen- und Chaperon-vermittelte Autophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] LAMP2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
Spezies	Human
Gen-ID	3920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-375 von humanem LAMP2 (NP_002285.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P13473
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel