

Anti-Lap3 (Kd Validiert) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P28838

Artikelnummer: CM0010893

Einführung

KD-validierter Anti-LAP3 Kaninchen monoklonaler Antikörper für Western Blotting, IHC-P und ELISA. Erkennt die zytosolische Aminopeptidase LAP3 von Mensch, Maus und Ratte, die am Glutathionstoffwechsel beteiligt ist. Ideal für Knockdown-Validierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] LAP3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51056
Gen-ID	51056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-180 des menschlichen LAP3 (NP_056991.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28838
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel