

Anti-Leghämoglobin (Mtlbs) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P27992/P27993

Artikelnummer: CM0019443

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Leghämoglobin aus *Medicago truncatula* (MtLBs/LB2) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Erkennt MtLb2 und MtLb6 (P27992/P27993). Ideal für Studien zur Stickstofffixierung und Knöllchenbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MtLBs Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LB2; MTib2; MtLBs
Spezies	<i>Medicago truncatula</i>
Gen-ID	11433347
Immunogen	Synthetisches Peptid Zwei synthetische Peptide, die der Sequenz innerhalb der Aminosäuren 7-21 und 100-113 von <i>Medicago truncatula</i> Leghämoglobin 2 (XP_003588689.1) entsprechen.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Medicago truncatula</i>
SWISS	P27992/P27993
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel