

Anti-Leptin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41159

Artikelnummer: CM0018594



Einführung

Leptin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ein wesentliches Werkzeug für Studien zu Fettleibigkeit, Diabetes und metabolischer Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Leptin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OB; OBS; LEPD; Leptin
Spezies	Human
GeneID	3952 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Leptin (NP_000221.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P41159
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel