

Anti-Lgr6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hbx8

Artikelnummer: CM0029728

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LGR6, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-LGR6. Geeignet für Stammzell- und Wnt-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LGR6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPCR; VTS20631; LGR6
Spezies	Human
GenelD	59352
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-510 von humanem LGR6 (NP_001017403.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9HBX8
Protein-Gewicht	104kDa
Versand	Eistasche