

Anti-Lhcgr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P22888

Artikelnummer: CM0026186



Einführung

LHCGR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten LHCGR. Ideal für die Erforschung der Gonadotropin-Signalübertragung und Reproduktionsendokrinologie. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHCGR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
Spezies	Human
GeneID (Human)	3973
GeneID	3973
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 200-360 des humanen LHCGR (NP_000224.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22888
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel