

Anti-Lhx8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q68G74

Artikelnummer: CM0018248

Einführung

Anti-LHX8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches LHX8, einen LIM-Homeobox-Transkriptionsfaktor, der an neuronaler und mesenchymaler Differenzierung beteiligt ist. Geeignet für Neurowissenschaften und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LHX7; LHX8
Spezies	Mensch
Gen-ID	431707
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-220 von menschlichem LHX8 (NP_001001933.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q68G74
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel