

Anti-Lima1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhb6

Artikelnummer: CM0017022



Einführung

Hochwertiger, für humanes LIMA1 (EPLIN) spezifischer polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt LIMA1 der Maus. Unterstützt die Forschung zu Aktindynamik, primärem Zilium und Cholesterinabsorption.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIMA1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/alias	EPLIN; LDLCQ8; SREBP3; LIMA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51474
GeneID	51474
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 560-759 des humanen LIMA1 (NP_057441.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UHB6
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Kühlakku