

Anti-Lipoproteinlipase (Lpl) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06858

Artikelnummer: CM0008438



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Lipoproteinlipase (LPL, P06858). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung des Lipidstoffwechsels und kardiovaskulärer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lipoproteinlipase (LPL) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIPD; HDLCQ11; Lipoproteinlipase (LPL)
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	4023
GeneID	4023
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 376-475 der humanen Lipoproteinlipase (LPL) (P06858) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P06858
Proteingewicht	53kDa
Versand	Kühltasche