

Anti-Lnpep Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UIq6

Artikelnummer: CM0016803



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LNPEP (Leucyl-Cystinyl-Aminopeptidase), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Abbaus von Peptidhormonen und der Homöostase während der Schwangerschaft.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LNPEP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; IRAP; PLAP; P-LAP; LNPEP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4012
GeneID	4012
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-110 des humanen LNPEP entspricht (NP_005566.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIQ6
Proteingewicht	117 kDa
Versand	Eisbeutel