

Anti-Lrat Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95237

Artikelnummer: CM0012900

Einführung

Anti-LRAT Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-LRAT. Geeignet für Retinoid-Stoffwechsel- und Sehforschung. CamelBio bietet diesen als Teil seiner umfassenden IVD-Rohstoffplattform an.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LRAT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LCA14; LRAT
Spezies	Human
GeneID (Human)	9227
GeneID	9227
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-194 von humanem LRAT (NP_004735.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95237
Protein-Gewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel